

## Impressum

---

Pflegebedarf24.de

E. Bister & J. Lutermann GbR

Koelner Strasse 16

42929 Wermelskirchen

Tel: +49 2196 731660

Fax: +49 2196 92198

[info@pflegebedarf24.de](mailto:info@pflegebedarf24.de)

Diese Preisliste ist kein Angebot, Preisaenderung und Irrtuemer vorbehalten.

Alle verwendeten Produktbezeichnungen und Markennamen sind Eigentum der Inhaber und unter Umstaenden nicht explizit gekennzeichnet.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Haltegriffe</b> .....	3
Roth Mobeli.....	3 - 4
Stabilisationsgriffe .....	5
QuattroPlus .....	6
QuattroPower .....	7
Zubehör.....	8
Roth Mobeli Auslaufmodelle .....	9

## Haltegriffe > Roth Mobeli




Roth Mobeli 1-Hand-Haltegriff
Art.Nr.: 2220S
Hersteller: Roth GmbH
Roth Mobeli 1-Handgriff mit Vakuum-Sicherheitsanzeige Greiflänge: 110 mm Nennlast: 80 kg Gesamtlänge: 330 mm
<b>109,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>




Roth Mobeli 2-Hand Kid kurz
Art.Nr.: 2228S
Hersteller: Roth GmbH
Roth Mobeli 2-Handgriff Kid mit Vakuum-Sicherheitsanzeige Greiflänge: 170 mm Durchmesser Griff: 26 mm Nennlast: 60 kg Gesamtlänge: 390 mm
<b>123,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>




Roth Mobeli 2-Hand Kid lang
Art.Nr.: 2229S
Hersteller: Roth GmbH
Roth Mobeli 2-Handgriff Kid mit Vakuum-Sicherheitsanzeige Greiflänge: 310 mm Durchmesser Griff: 26 mm Nennlast: 60 kg Gesamtlänge: 530 mm
<b>139,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



Roth Mobeli 2-Hand Teleskopgriff extra lang
Art.Nr.: 2224S
Hersteller: Roth GmbH
Roth Mobeli 2-Hand Teleskopgriff extra lang mit Vakuum-Sicherheitsanzeige Greiflänge: 665 - 790 mm Nennlast: 60 kg Gesamtlänge: 885 - 1010 mm
<b>199,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>




Roth Mobeli 2-Hand Teleskopgriff kurz
Art.Nr.: 2221S
Hersteller: Roth GmbH
Roth Mobeli 2-Hand Teleskopgriff mit Vakuum-Sicherheitsanzeige Greiflänge: 220 - 345 mm Nennlast: 65 kg Gesamtlänge: 440 - 565 mm
<del>169,60 EUR</del> <b>159,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>




Roth Mobeli 2-Hand Teleskopgriff lang
Art.Nr.: 2223S
Hersteller: Roth GmbH
Roth Mobeli 2-Hand Teleskopgriff mit Vakuum-Sicherheitsanzeige Greiflänge: 440 - 565 mm Nennlast: 65 kg Gesamtlänge: 660 - 785 mm
<del>189,80 EUR</del> <b>178,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>


Haltegriffe > Roth Mobeli




<b>Roth Mobeli 2-Hand Teleskopgriff mittel</b>
Art.Nr.: 2222S
Hersteller: Roth GmbH
Roth Mobeli 2-Hand Teleskopgriff mit Vakuum-Sicherheitsanzeige Greiflänge: 340 - 465 mm Nennlast: 65 kg Gesamtlänge: 560 - 685 mm
<del>192,80 EUR</del> 171,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



<b>Roth Mobeli 2-Handgriff 210 mm</b>
Art.Nr.: 2225S
Hersteller: Roth GmbH
Roth Mobeli 2-Handgriff mit Vakuum-Sicherheitsanzeige Greiflänge: 210 mm Nennlast: 75 kg Gesamtlänge: 430 mm
<del>123,60 EUR</del> 117,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



<b>Roth Mobeli 2-Handgriff 350 mm</b>
Art.Nr.: 2226S
Hersteller: Roth GmbH
Roth Mobeli 2-Handgriff mit Vakuum-Sicherheitsanzeige Greiflänge: 350 mm Nennlast: 70 kg Gesamtlänge: 570 mm
<del>144,40 EUR</del> 135,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



<b>Roth Mobeli 2-Handgriff 650 mm</b>
Art.Nr.: 2227S
Hersteller: Roth GmbH
Roth Mobeli 2-Handgriff mit Vakuum-Sicherheitsanzeige Greiflänge: 650 mm Nennlast: 70 kg Gesamtlänge: 870 mm
<del>164,60 EUR</del> 154,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



<b>Roth Mobeli Brausepositionierer</b>
Art.Nr.: 2005
Hersteller: Roth GmbH
Roth Mobeli Brausepositionierer: Durch einen Saugnapf wird der Duschkopf bzw. die Handbrause an der für den Anwender besten Position befestigt!
<b>79,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>Winkelverstellbarer Handlauf</b>
Art.Nr.: 2222H2S
Hersteller: Roth GmbH
Roth Mobeli Handlauf mit Vakuum-Sicherheitsanzeige Greiflänge: 340 - 465 mm Gesamtlänge: 635 - 760 mm Nennlast: 65 kg
<b>256,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>

Haltegriffe > Stabilisationsgriffe



<b>Roth Mobeli Stabilisationsgriff Handi</b>
Art.Nr.: 2012
Hersteller: Roth GmbH
Handi - mobiler Stabilisationsgriff von Roth Mobeli zur Stabilisierung der Hand.
<b>37,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>Roth Mobeli Stabilisationsgriff Stabi Horizontal</b>
Art.Nr.: 2006
Hersteller: Roth GmbH
Roth Mobeli - Horizontaler Stabilisationsgriff zur Ruhigstellung der Hand zur flexiblen Anbringung an allen planen, glatten, porendichten Flächen.
<b>69,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>Roth Mobeli Stabilisationsgriff Stabi Vario</b>
Art.Nr.: 2013
Hersteller: Roth GmbH
Stabi Vario Griff von Roth® Mobeli®
<b>89,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>

## Haltegriffe > QuattroPlus



### QuattroPlus 200 - 325 mm

Art.Nr.: 2241S

Hersteller: Roth GmbH

Roth Mobeli QuattroPlus Haltegriff Nennlast: 125 kg Greiflänge: 200 - 325 mm Gesamtlänge: 360 - 485 mm

**267,95 EUR inkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten**



### QuattroPlus 320 - 445 mm

Art.Nr.: 2242S

Hersteller: Roth GmbH

Roth Mobeli QuattroPlus Haltegriff Nennlast: 125 kg Greiflänge: 320 bis 445 mm Gesamtlänge: 480 - 625 mm

**279,95 EUR inkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten**



### QuattroPlus 420 - 545 mm

Art.Nr.: 2243S

Hersteller: Roth GmbH

Roth Mobeli QuattroPlus Haltegriff Nennlast: 110 kg Greiflänge: 420 bis 545 mm Gesamtlänge: 580 - 705 mm

**289,95 EUR inkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten**



### QuattroPlus 645 - 770 mm

Art.Nr.: 2244S

Hersteller: Roth GmbH

Roth Mobeli QuattroPlus Haltegriff Nennlast: 110 kg Greiflänge: 645 bis 770 mm Gesamtlänge: 805 - 930 mm

**298,90 EUR inkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten**

Haltegriffe > QuattroPower



<b>QuattroPower Stütz</b>
Art.Nr.: 2265S
Hersteller: Roth GmbH
Roth Mobeli QuattroPower HaltegriffQuattroPower StützGreiflänge: 565 mmNennlast: 80 kgHVM Nr. 04.40.05.1209
<b>316,50 EUR inkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>QuattroPower Stütz mit Griffhorn</b>
Art.Nr.: 2266S
Hersteller: Roth GmbH
Roth Mobeli QuattroPower HaltegriffQuattroPower Stütz mit GriffhornGreiflänge: 565 mmNennlast: 80 kgHVM Nr. 04.40.05.1208
<b>327,20 EUR inkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>QuattroPower Wanne kurz</b>
Art.Nr.: 2263S
Hersteller: Roth GmbH
Roth Mobeli QuattroPower HaltegriffWanne kurzGreiflänge: 740 mmNennlast: 50 kg
<b>312,30 EUR inkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>QuattroPower Wanne kurz mit Griff</b>
Art.Nr.: 2264S
Hersteller: Roth GmbH
Roth Mobeli QuattroPower HaltegriffWanne kurz mit GriffverlängerungGreiflänge: 860 mmNennlast: 50 kg
<b>322,80 EUR inkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>QuattroPower Wanne lang</b>
Art.Nr.: 2261S
Hersteller: Roth GmbH
Roth Mobeli QuattroPower HaltegriffWanne langGreiflänge: 870 mmNennlast: 50 kgHVM Nr. 04.40.05.0006
<b>312,30 EUR inkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>QuattroPower Wanne lang mit Griff</b>
Art.Nr.: 2262S
Hersteller: Roth GmbH
Roth Mobeli QuattroPower HaltegriffWanne lang mit GriffverlängerungGreiflänge: 980 mmNennlast: 50 kgHVM Nr. 04.40.05.0007
<b>322,80 EUR inkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten</b>

Haltegriffe > Zubehör



<b>Roth Mobeli Doppelhaken</b>
Art.Nr.: 2581
Hersteller: Roth GmbH
Praktischer Doppelhaken aus Kunststoff
<b>14,40 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>Selbstklebende Edelstahlplatte - 1 Stück</b>
Art.Nr.: 2412
Hersteller: Roth GmbH
selbstklebende Edelstahlplatte1 Stück - 145 mm x 145 mm
<b>16,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>



<b>Selbstklebende Edelstahlplatten - 1 Paar</b>
Art.Nr.: 2414
Hersteller: Roth GmbH
selbstklebende EdelstahlplattenSet = 1 Paar - je 145 mm x 145 mm
<b>28,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten</b>

Haltegriffe > Roth Mobeli Auslaufmodelle



<b>Roth Mobeli 2-Hand-Teleskopgriff 220-345 mm</b>
Art.Nr.: 2221
Hersteller: Roth GmbH
Roth Mobeli 2-Hand-Teleskopgriff kurz Greiflänge: 220 - 345 mm Nennlast: 65 kg Gesamtlänge: 440 - 565 mm
<del>169,60 EUR</del> 135,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



<b>Roth Mobeli 2-Hand-Teleskopgriff 340-465 mm</b>
Art.Nr.: 2222
Hersteller: Roth GmbH
Roth Mobeli 2-Hand-Teleskopgriff mittel Greiflänge: 340 - 465 mm Nennlast: 65 kg Gesamtlänge: 650 - 685 mm
<del>182,80 EUR</del> 146,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



<b>Roth Mobeli 2-Hand-Teleskopgriff 440-565 mm</b>
Art.Nr.: 2223
Hersteller: Roth GmbH
Roth Mobeli 2-Hand-Teleskopgriff lang Greiflänge: 440 - 565 mm Nennlast: 65 kg Gesamtlänge: 660 - 785 mm
<del>189,80 EUR</del> 152,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten